



Be Right™



CuVer 2 Kupfer Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 2188299

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer, 0,04-5,00 mg/L Cu, in Gegenwart von hohen Aluminium-, Calcium- und Eisen-Konzentrationen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Bichinchoninate
Parameter:	Copper
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.