



Aluminium Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,008-0,800 mg/L Al

Artikel-Nr.:

2242000

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Bemerkungen:	Satz enthält: AluVer 3 Aluminium Pulverkissen (1429099), Ascorbinsäure Pulverkissen (1457799), Bleichmittel 3 Pulverkissen (1429449)
Beschreibung:	Aluminium Reagenziensatz, Aluminon
Lagerbedingungen:	10 °C - 30 °C
Messbereich:	0,008 - 0,800 mg/L Al
Messgerät:	All
Methode:	Aluminon
Methode (Nummer):	8012
Parameter:	Aluminum
Plattform:	Pulverkissen