



Zink Reagenziensatz, 0,01-2,00 mg/L Zn

Artikel-Nr.:

2429300

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Zink nach der Zinkon-Methode. Für 20 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000
Methode:	Zincon
Methode (Nummer):	8009
Parameter:	Zink