



Titrationkartusche (DT), Schwefelsäure, 1,600 N, 1 Stück

Artikel-Nr.:

1438901

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung für Säure-Base-, Acidität- und Alkalinität-Titrationen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Messbereich (2):	1 - 10 meq/L Base
Method Number 1 Chemistry:	8203
Methode:	Phenolphthalein
Parameter:	Alkalinity, Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	1.600 N H ₂ SO ₄