



Triazol Reagenz Pulverkissen, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2141299
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelter Verpackung für die Bestimmung von Benzotriazol (1-16 mg/L) oder Tolyltriazol (1-20 mg/L).

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	1,0 - 20,0 mg/L Tolyltriazol
Messbereich (2):	1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazole
Messgerät:	Alle außer PC II, DR/850, DR/820
Methode:	UV Photolyse
Methode (Nummer):	8079
Parameter:	Benzotriazol, Tolyltriazol
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	St.