



Be Right™



Chlor, frei, Reagenz Pulverkissen, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Artikel-Nr.: 2105569
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von freiem Chlor nach der DPD Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	DPD, freies Chlor, Pulverkissen, 10 ml
EPA konform:	Ja
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8021
Parameter:	Chlor, frei
Plattform:	Pulverkissen
Probevolumen:	10 mL