



Be Right™



## Gesamt Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD (1000 St.)

Artikel-Nr.:

1406428

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Gesamt Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl<sub>2</sub> & 0,1-10,0 mg/L Cl<sub>2</sub>, und Brom, 0,05-4,50 mg/L Br<sub>2</sub>.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Messbereich (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Messbereich (3):	0,05 - 4,00 mg/L Br <sub>2</sub>
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8167
Methode (Nummer) :	10070
Parameter:	Chlor, gesamt, Bromid, Iodid
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	25 mL