



Be Right™



Gesamt-Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD, 25 mL, 100 St.

Artikel-Nr.: 1406499
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Gesamt Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂ & 0,1-10,0 mg/L Cl₂, und Brom, 0,05-4,50 mg/L Br₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Messbereich (3):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8167 LR
Methode (Nummer) :	10070 HR
Parameter:	Total Chlorine, Bromine, Iodine
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	25 mL