



Freies Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD (1000 St.)

Artikel-Nr.: 1407028

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von freiem Chlor, 0,1-10,0 mg/L Cl₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
Beschreibung:	DPD Freies Chlor, Reagenz Pulverkissen, 25 mL
EPA konform:	Ja
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	0,05 - 4,50 mg/L Cl ₂
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8021
Methode (Nummer) :	10069
Parameter:	Chlor, frei
Plattform:	Pulverkissen
Probevolumen:	25 mL