



Be Right™



TitraVer EDTA Titrationskartusche (DT), 0,0800 M

Artikel-Nr.: 1436401

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung (Digital Titrator) für die Bestimmung von Gesamt-Härte, 10-160 mg/L CaCO₃.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA (CalVer® 2)
Methode (Nummer):	8204
Parameter:	Hardness, Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.0800 M EDTA

Erforderliches Zubehör

- Digital-Titrator mit Kunststoff-Koffer (Item 1690001)