



Be Right™



TitraVer EDTA Titrationskartusche (DT), 0,800 M

Artikel-Nr.:

1439901

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Gebrauchsfertige Titrierlösung (Digital Titrator) für die Bestimmung von Gesamt-Härte, 100-4000 mg/L CaCO₃.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA (CalVer® 2)
Methode (Nummer):	8329
Methode (Nummer) :	8213
Parameter:	Hardness, Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.800 M EDTA