



Be Right™



Stärke-Indikatorlösung, 100 mL Tropfflasche

Artikel-Nr.: 34932
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Redoxindikator für iodometrische Titrationsen

Technische Daten

Anwendung:	Entfernung von Chlor
Anzahl Bestimmungen:	Unterschiedlich
Beschreibung:	Entfernung störender Substanzen
Chemische Formel:	Titrationen-Indikator
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	100 mL