



Be Right™



Chlorid 2 Indikator Pulverkissen für 100 mL Probe, 50 St.

Artikel-Nr.:

105766

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen, Indikator für die argentometrische Chlorid-Titration.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Methode:	Silbernitrat-Titration
Methode (Nummer):	8225
Methode (Nummer) :	8207
Parameter:	Chlorid
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 St.