



Be Right™



## Sulfat Reagenz Pulverkissen, 2-70 mg/L SO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.:

2106769

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Sulfat nach der Trübungsmethode. Für 10 mL Probe.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	2 - 70 mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
Messgerät:	Alle außer DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Methode:	SulfaVer 4, Trübungsmethode
Methode (Nummer):	8051
Parameter:	Sulfat
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100/pk