



Be Right™



Natriumchlorid-Standardlösung, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 100 mL

Artikel-Nr.: 1440042
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

491 mg/L NaCl, für Leitfähigkeit-Elektroden, ebenfalls geeignet für die Einstellung von Leitfähigkeit-Apparaturen, $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$)

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Konzentration: | 491 mg/L NaCl |
| Parameter: | Leitfähigkeit |
| Plattform: | Lösung |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 mL |