



Be Right™



## Elektroden-Reinigungslösung, Renovo.X extra stark, 250 mL

Artikel-Nr.:

S16M002

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Elektroden-Reinigungslösung zur Entfernung hartnäckiger Proteinablagerungen. Praktisch für die Reinigung des pH-Sensors nach der Verwendung in verschmutztem Wasser oder biologisch aktiven Proben.

---

### Technische Daten

Beschreibung:	Wenn die Lösungen Bestandteile wie Proteine enthalten, sind stärkere Reinigungsmittel erforderlich.
Formula:	Natriumhypochlorit
Parameter:	Reinigungslösung
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	250 mL