



## Nitrit Reagenz Pulverkissen, 2-250 mg/L NO<sub>2</sub>

Artikel-Nr.: 2107569  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Nitrit-Bestimmung nach der Eisen(II)sulfat-Methode. Für 10 mL Probe. 100 Stück.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 100  
Messbereich: 2 - 250 mg/L NO<sub>2</sub>  
Messgerät: All except DR/3000,  
DR/2000, DR/850,  
DR/820, PC II  
Methode: Eisensulfat  
Methode (Nummer): 8153  
Parameter: Nitrit  
Plattform: Pulverkissen  
Volumen / Packungsgröße: 100 /pk