



Be Right™



NitriVer 3 Nitrit Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 2107169
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Nitrit-Stickstoff, 0,002-0,300 mg/L NO₂-N. Für 10 mL Probe, 100 Stück.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Anzahl Bestimmungen: | 100 |
| Beschreibung: | NitriVer 3 Nitrit Reagenz, 10 mL |
| EPA konform: | Ja |
| Messbereich: | 0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N |
| Messgerät: | Alle außer PC II |
| Methode: | Diazotierung |
| Methode (Nummer): | 8507 |
| Parameter: | Nitrit |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 /pk |