



Ammonium Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,01-0,50 mg/L NH₃-N

Artikel-Nr.:

2668000

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (Salicylat-Methode). Für 10 mL Probe, 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Messgerät:	All except DR/4000, DR/3000, DR/2000
Methode:	Salicylat
Methode (Nummer):	8155
Parameter:	Ammonium
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	10 mL