



Be Right™



Stickstoff, Ammonium TNT, 0,02-2,50 mg/L NH₃-N

Artikel-Nr.: 2604545
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	Ammonium-Stickstoff Reagenziensatz, AmVer (Salicylat), niedriger Messbereich
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Messgerät:	DR 900
Methode:	Salicylat
Methode (Nummer):	10023
Parameter:	Ammonium
Plattform:	Test 'N Tube