



Be Right™



Nitrat TNT, 0,2-30 mg/L NO₃-N

Artikel-Nr.: 2605345
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	NitraVer X Nitrat Reagenziensatz
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,2 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Messgerät:	DR 900
Methode:	Chromotropsäure
Methode (Nummer):	10020
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Test 'N Tube
Volumen / Packungsgröße:	50 /pk