



Be Right™



Ozon Accuvac, 0,01-0,75 mg/L O₃

Artikel-Nr.: 2517025
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Ozon nach der Indigo-Methode. 25 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Beschreibung:	Ozon Accuvac, mittlerer Messbereich
Messbereich:	0,01 - 0,75 mg/L O ₃
Messgerät:	Alle außer DR/820
Methode:	Indigo
Methode (Nummer):	8311
Parameter:	Ozon
Plattform:	Accuvac