



Be Right™



## Phosphat, gesamt, TNT, 1,0-100 mg/L PO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.:

2767245

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Aufschluss erforderlich:	Ja
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	Phosphat, gesamt, TNT, hoher Messbereich
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	1,0 - 100 mg/L PO <sub>4</sub>
Messgerät:	DR 900
Methode:	Molybdovanadat mit Säure-Persulfat-Aufschluss
Methode (Nummer):	10127
Parameter:	Total Phosphorous
Plattform:	Test 'N Tube