



5500 sc Phosphat-Reagenziensatz für niedrigen Messbereich

Artikel-Nr.:

2035400

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Kompletter Reagenzien- und Standardsatz für den 5500 sc Analysator für niedrigen Messbereich

Technische Daten

Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messbereich:	N/A
Messgerät:	5500sc Phosphate
Parameter:	Phosphate