



Wartungsset für Kieselsäure-Analysator 5500sc, 2/4-Kanal

Artikel-Nr.:	6788302
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Maintenance kit includes: air filter, tubing, bottle caps with colours, colorimeter cell, stir bar, fittings, pressure transducer, check valves, capillary assembly, fan filter, labels, user instructions

Technische Daten

Inhalt:	Luftfilter, Schläuche, farbige Flaschendeckel, Farbmesszelle, Rührstab, Fittings, Druckwandler, Rückschlagventile, Kapillare, Ventilatorfilter, Etiketten, Gebrauchsanweisung
Produkt-Kit:	5500 sc Kieselsäure-Analysator, 2/4-Kanal

Inhalt

Luftfilter, Schläuche, farbige Flaschendeckel, Farbmesszelle, Rührstab, Fittings, Druckwandler, Rückschlagventile, Kapillare, Ventilatorfilter, Etiketten, Gebrauchsanweisung