



Rechteckküvette, 1 Zoll x 1 Zoll, 10 mL, Glas (2 Stück)

Artikel-Nr.:	2495402
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Zubehör für Spektralphotometer / spektrale Messungen von Flüssigkeiten

Technische Daten

Gewicht:	0,072 kg
Material:	Glas
Optische Weglänge:	1 Zoll rechteckig
Volumen / Packungsgröße:	2 St. 10 mL, abgeglichenes Paar

Erforderliches Zubehör

- Stopfen, Neopren, massiv, Größe 1, 12 Stück (Item 1480801)