



Be Right™



## DR/890 Colorimeter für 90+ Methoden

Artikel-Nr.: 4847000

### VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 9385200

Portables, mikroprozessor-gesteuertes Colorimeter mit moderner, Energie sparender LED-Technologie. Vorprogrammiert mit 90 Analysenmethoden.

**Einfache Bedienung**

**Konzipiert für Vor-Ort-Einsatz**

**Robust gebaut**

**Zuverlässige Ergebnisse ohne Netzanschluss**

**Mit sinnvoller Ausstattung sofort messbereit**

---

### Technische Daten

Anwender-Programme:	10 Anwenderprogramme, je 12 Datenpunkte
Anzeige:	LCD, Anzeige: Ergebnis, Parameter, Name und Einheit
Benutzeroberfläche:	16 keys
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Display:	38 mm x 64 mm
Displaytyp:	b/w
Gewährleistung:	1 Jahr
Höhe Strahlengang:	5 mm
Küvetten-Kompatibilität:	1 in und 16 mm Rundküvette (16 mm mit Adapter)
Lampenquelle:	4 LEDs (Light Emitting Diode)
Lieferumfang:	DR/800 Colorimeter, zwei 1-inch Glas-Küvetten markiert bei 10, 20 und 25 mL, zwei 1 cm Kunststoff-Küvetten, 1 x 16-mm CSB/Test 'N Tube Adapter, 4 AA Alkali-Batterien, Bedienungsanleitungen.
Optisches System:	0 / 180 Durchlicht
Photometrische Genauigkeit:	± 0,005 E bei 1,0 E
Photometrische Linearität:	± 0,002 E (0 - 1 E)
Photometrischer Messbereich:	0 - 2 E

Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Deutsch, Italienisch
Wellenlängen-Auswahl:	Automatisch bei Testauswahl
Wellenlängen-Bereich:	420, 520, 560, 610 nm
Wellenlängen-Genauigkeit:	± 1 nm Feste Wellenlänge, abhängig vom Geräte-Modell