



Be Right™



Pocket Pro Temperaturtester

Artikel-Nr.: 9531700

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Kein Rätselraten mehr bei Ihren Messungen

Hach Pocket Pro und Pro+ liefern genaue Ergebnisse; mit integrierten Diagnosefunktionen, austauschbaren Batterien und einem großen, gut ablesbaren LCD-Display.

Verlässlichkeit der Ergebnisse

Kein Rätselraten mehr bei der Frage, wann der Sensor kalibriert oder gereinigt werden muss – dank integrierter Diagnosefunktionen

Zeit- und Geldersparnis

Einfach austauschbare AAA-Batterien und ein praktischer Probenbehälter machen Wartungen und Messungen einfach.

Benutzerfreundlich

Das große LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen, und die bei Modellen mit Ersatzsensor integrierte Hintergrundbeleuchtung macht Messungen in fast jeder Umgebung möglich.

Technische Daten

Auflösung:	0,1 °C
Batterieanforderung:	4, AAA
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Gehäuseschutzklasse:	IP67
Genauigkeit:	1°C
Gewährleistung:	24 Monate
Hintergrundbeleuchtung:	Nein
Inhalt:	Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung
Messbereich:	-15 bis 170 °C
Parameter:	Temp.
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Inhalt

Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung