



Be Right™



Sension pH Kombinations-Gel-Elektrode

Artikel-Nr.: 5193500

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Standard pH Kombinationselektrode mit Gel-Füllung und Temperatursensor.

Technische Daten

Connector (text):	5-pin circular Connector
Diaphragma:	Glasfritte
Elektroden-Typ:	Labor
Elektrolytlösung:	Gel, nicht nachfüllbar
Gewährleistung:	6 Monate
Interferenzen:	Na ⁺ über pH 12
Kabellänge:	0.91 m
Länge:	152.5 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Messbereich:	0 - 14 pH
Sensortyp:	Glas
Temperaturbereich:	Im Dauerbetrieb: 0 – 45 °C