



Be Right™



CDC866T Universal Leitfähigkeits-Messzelle, 4-Pol, Temp.

Artikel-Nr.: E61M015
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

4-polige Leitfähigkeits-Elektrode mit MAB6-Stecker und Epoxid-Gehäuse. Zellkonstante 1cm^{-1} . Platiniert, mit Temperatursensor. Max. Temperatur 80 °C, min. Eintauchtiefe 35 mm.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC866T
Elektrode:	4-pole, platinised
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity electrode with MAB6 plug and epoxy body.