



Probenküvetten mit Schraubkappe für tragbare Trübungsmessgeräte 2100, 10 mL, 6 Stück

Artikel-Nr.:	2434706
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Ersatzküvetten für portable Trübungsmessgeräte der Serie 2100. Packung beinhaltet 6 runde Küvetten mit Schraubkappe.

Technische Daten

Fußnote:	For use with Hach 2100 Series Portable Turbidimeters
Gewicht:	0,1 kg
Lieferumfang:	6 Küvetten mit Schraubkappe
Material:	Glas
Probenvolumen:	10 mL
Volumen / Packungsgröße:	6 /pk