



Cell adapter, 12 and 13 mm, for 2100N and 2100AN turbidimeters

Artikel-Nr.: 3033400

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Ermöglicht die Nutzung von 12 oder 23 mm Küvetten im 2100N / AN Labortrübungsmessgerät, inkl. Adapter und Küvettenabdeckung

Used with Hach spectrophotometers and portable laboratories. Makes it possible to use other cells in instruments which normally take a 25-mL cell. For use with Models 2100N and AN.

Technische Daten

Gewicht:	0,05 kg
Küvetten-Kompatibilität:	12 mm und 13 mm Küvetten
Lieferumfang:	Küvettenadapter, Küvettenabdeckung, Bedienungsanleitung