



Flow-through cell kit, 230 V

Artikel-Nr.: 4745002

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Niederdruckdurchflussküvette, der Probendurchfluss wird durch in Durchflussventilmodul gesteuert

Obtain colorimetric measurements with Hach spectrophotometers and turbidimeters without individual sample cells. Eliminate errors due to scratched or smudged sample cells. No need for optically matched sample cells. For rapid, convenient processing of large numbers of samples.

Technische Daten

Gewicht:	3,2 kg
Konformität:	TÜV/CE
Lieferumfang:	Halterung, Zulaufgefäß, Abdeckung für Zulaufgefäß, Ablaufvorrichtung, Durchflusszellen Baugruppe, Verbindungsschläuche, Lichtschutz
Output Voltage:	12V DC bei 1 A
Probenvolumen:	120 mL purge volume
Stromeingang:	230 V AC