



Test kit, phosphorus, orthophosphate (reactive) , model PO-19A

Artikel-Nr.: 224801
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0.02
Koffertyp:	F
Messbereich:	Triple Range
Messbereich (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Messbereich (3):	0 - 40 mg/L PO ₄
Methode:	Color disc/Ascorbic acid
Modell:	PO-19A
Parameter:	Phosphorus
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 0.8 mg/L PO ₄ ; 0 - 4 mg/L PO ₄ ; 0 - 40 mg/L PO ₄
Test-Kit Modell:	PO-19A
	(Includes filtration for turbid samples.)
Versandgewicht:	3,7