



Test kit, phosphate, model PO-23

Artikel-Nr.: 224902
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0.1
	1
Koffertyp:	F
Messbereich:	Dual Range
Messbereich (2):	1 - 40 mg/L PO ₄
Methode (Nummer):	Color disc/Ascorbic acid
	for clear samples
Modell:	PO-23
Parameter:	Phosphate
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0.1 - 4 mg/L PO ₄ ; 1 - 40 mg/L PO ₄
Test-Kit Modell:	PO-23
Versandgewicht:	4