



Härte (Gesamt & Calcium) Test-Kit, Modell HA-4P MG-L

Artikel-Nr.: 145701
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Härte, Gesamt & Calcium Tropfenzähl-Titration/EDTA Test-Kit, Messbereich 20 - 400 mg/L CaCO₃, 100 Tests.

Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien und Zubehör in einem robusten Tragekoffer für die Analytik im Feld.

Tropfenzähl-Titration - einfach und kostengünstig

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Inhalt:	Beinhaltet fünf Reagenzien, Flasche, Messzelle, Arbeitsvorschrift und Tragekoffer.
Kleinste Schrittweite:	20
Koffertyp:	D
Messbereich:	20 - 400 mg/L CaCO ₃
Methode:	Tropfenzähl-Titration/EDTA
Parameter:	Härte, Gesamt & Calcium - (Magnesium als Differenz)
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	HA-4P
	MG-L

Inhalt

Beinhaltet fünf Reagenzien, Flasche, Messzelle, Arbeitsvorschrift und Tragekoffer.