



Test-Kit für freies und Gesamtchlor (Modell CN-70)

Artikel-Nr.: 1454200
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Die Test-Kit-Methode mit Farbscheiben ist einfach, kostengünstig und eine genaue visuelle Methode

Die Test-Kit-Methode mit Farbscheiben ist einfach, kostengünstig und eine genaue visuelle Methode

Schnelle Ergebnisse mit einem bequem transportierbaren Test-Kit

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100 frei, 100 gesamt
Fußnote:	*mg/L, sofern nicht anders angegeben, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L oder 17,1 ppm.
Kleinste Schrittweite:	0,02
	0,1
Koffertyp:	D
Messbereich:	Dual Range
Messbereich (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Methode:	Farbscheibe/DPD
Parameter:	Chlor, niedriger Messbereich – als freies und Gesamt-Cl ₂
Plattform:	Color Disc
Test-Kit Modell:	CN-70 ²
Versandgewicht:	2