



Test-Kit für Chlor, gesamt, Modell CN-21P, 10 - 200 mg/L, 100 Tests

Artikel-Nr.:

2444400

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Methode/Chemie: Tropfenzähl-Titration/Thiosulfat

Hach Test-Kits für Chlor sollen die Einhaltung strenger Qualitätskontrollstandards gewährleisten. Das Test-Kit für Chlor, CN-21P, bestimmt mittels Tropfenzähl-Titration hohe Chlorkonzentrationen bei Desinfektionsanwendungen. 10 - 200 mg/L, enthält 100 Tests.

Einfache, wirtschaftliche Titrationsmethode

Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, Lösungen und Glasgeräte

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Fußnote:	*mg/L, sofern nicht anders angegeben, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L oder 17,1 ppm.
Kleinste Schrittweite:	10
Koffertyp:	B
Messbereich:	10 - 200 mg/L
Methode:	Tropfenzähl-Titration/ Thiosulfat
Parameter:	Chlor, mittlerer und hoher Messbereich – als Gesamt-Cl ₂
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	CN-21P
Versandgewicht:	1