



Test-Kit Alkalität AL-AP,5-100/20-400 mg/L CaCO₃ 100 Stück

Artikel-Nr.: 2444301
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Bedingt durch das Vorhandensein von Carbonaten, Bicarbonaten, Hydrogencarbonaten, Hydroxiden und anderen gelösten Salzen ist Alkalinität wichtig in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Methode: Tropfenzähltitration

Caused by the presence of carbonates, bicarbonates, hydroxides, and other dissolved salts, alkalinity is important to food and beverage processors, boiler operators, and aquatic biologists. Kit utilizes drop count titration method and contains 100 tests.

Simple, economical titration method

Rugged kit contains all required reagents, solutions, and glassware

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Fußnote:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. 1EPA-accepted for wastewater. Check with your regulatory agency.
Kleinste Schrittweite:	5
	20
Koffertyp:	B
Messbereich:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L
Methode:	Drop count titration/Sulfuric acid
Parameter:	Alkalinity - (P) & Total (MO) as CaCO ₃
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	AL-AP, MG-L
Versandgewicht:	1