



Be Right™



## Zylinder, mit Skala, zwei Skalen, 1 L

Artikel-Nr.: 2928305  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Diese Zylinder aus Pyrexglas mit Skala verfügen über zwei Skalen zum Ablesen von oben nach unten oder umgekehrt, auf Ausguss („To Deliver“) kalibriert.

---

### Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	465 mm
Kapazität:	1.000 mL
Messmethode:	Auf Ausguss („To Deliver“)
Typ:	Double Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse A