



Zylinder, mit Skala, Glas, 50 mL $\pm$ 0,4 mL, Teilung 1,0 mL, Glasstopfen Nr. 16

Artikel-Nr.: 189641

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Flache Form, metrische Skala, Glasstopfen, mit Skala. Auf Einguss („To Contain“) kalibriert, beständig mit Skala.

Beständige Skala aus weißer Keramik-Emaille. Entspricht der ASTM-Spezifikation E1272, Style 2 (Klasse B). Glasstopfen ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	50 mL
Messmethode:	Auf Einguss (To Contain)
Typ:	Single Metric, Mixing
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse B