



BSB-Flasche mit Stopfen, 300 mL

Artikel-Nr.: **62100**
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Der Standard für die BSB-Analyse. Flasche aus Borosilikatglas mit aufgeweitetem Rand und geschliffenem Glasstopfen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und zur Wasserabdichtung. Mattiertes Beschriftungsfeld. Stopfen inbegriffen (Größen 60 und 300 mL). Auf den serialisierten Flaschen sind fortlaufende Nummern in Siebdruck und ein Barcode aufgebracht.

Technische Daten

Kapazität:	300 mL
Material:	Borosilikatglas
Volumen / Packungsgröße:	1 each