



Flasche, BSB, 300 mL, 24 Stück

Artikel-Nr.: 62124
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Der Standard für die BSB-Analyse. Flasche aus Borosilikatglas mit aufgeweitetem Rand und geschliffenem Glasstopfen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und zur Wasserabdichtung. Mattiertes Beschriftungsfeld. Stopfen inbegriffen (Größen 60 und 300 mL). Serien-Flaschen in Siebdruck, fortlaufend

Technische Daten

Body Material:	Glass
Kapazität:	300 mL
Material:	Borosilikatglas
Package size UOM:	24pk
Volumen / Packungsgröße:	24 /Packung