



**Be Right™**



## **Erlenmeyerkolben, Polypropylen, 250 mL, 6 Stück**

**Artikel-Nr.:** 108276

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Kolben aus Polypropylen für die allgemeine Verwendung im Labor. Robust, ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, autoklavierbar. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Seite 375.

---

### **Technische Daten**

Einheiten:	6 Stück
Kapazität:	250 mL
Material:	Polypropylen