



Becher, PP, niedrige Form, 100 mL

Artikel-Nr.:	108042
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Griffin-Becher (niedrige Form) von Nalgene sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Bei Größen von ≥ 250 mL Skala aus hochwertigem Siebdruck. Der abgerundete Rand und der ausgeformte Ausguss minimieren das Verschütten beim Umschütten von Flüssigkeit. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

Technische Daten

Durchmesser:	63,0 mm mit Ausguss
Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	100 mL
Material:	Polypropylene, Low Form
Volumen / Packungsgröße:	1 each