



Be Right™



Becher, Polypropylen, niedrige Form, 50 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 108071

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Griffin-Becher (flache Form) von Nalgene sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Bei Größen von ≥ 250 mL mit hochwertiger Siebdruckskala. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

Technische Daten

Durchmesser:	51,1 mm mit Ausguss
Einheiten:	12 Stück
Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	50 mL
Material:	Polypropylen, niedrige Form