



Be Right™



Zylinder, mit Skala, Polypropylen, 25 mL ± 0,3 mL, Teilung 0,5 mL

Artikel-Nr.: 108140

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Technische Daten

Gehäusematerial:	Pulverkissen
Kapazität:	25 mL
Messmethode:	Auf Ausguss/Einguss („To Deliver“/„To Contain“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Keine