



Be Right™



Zylinder, mit Skala, Polypropylen, 50 mL \pm 0,6 mL, Teilung 1,0 mL

Artikel-Nr.: 108141
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Technische Daten

Gehäusematerial:	Pulverkissen
Kapazität:	50 mL
Messmethode:	Auf Ausguss/Einguss („To Deliver“/„To Contain“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Keine