



Multi-Cell Holder for DR 5000 Universal Mehrfachküvettenadapter für ein Spektralphotometer

Artikel-Nr.: A23618

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Zubehör für Spektralphotometer/Spektralmessungen von Flüssigkeiten. Der Halter ist für 10, 20 oder 50 mm Rechteckküvetten oder 1 Zoll Rund- und Rechteckküvetten vorgesehen.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	42 mm x 107 mm x 107 mm
Gewicht:	0,094 kg
Material:	ABS
Volumen / Packungsgröße:	1 St.