



Be Right™



## Durchflussküvetten-Modul DR 5000

Artikel-Nr.:

LZV479

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Durchflussküvetten-Modul mit manuellem Durchfluss-System zur Serienanalytik mit 1 Zoll Küvette und Schlauchsatz PP TPE

---

### Technische Daten

Gewicht:	1,24 kg
Lieferumfang:	Schlauchverbindungen, Trichter, Durchflussküvette
Rinsing volume:	mindestens 20 mL für 1 Zoll Schichtdicke
Wellenlängen-Bereich:	190 - 1100 nm